

LA SOLUZIONE PER LA PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE DENTALE

Rivoluziona il tuo modo di lavorare con *Cad Lynx Evolution*

Lavorare in digitale con il software dentale 3D **Cad Lynx Evolution** permette di creare e modellare qualsiasi tipo di protesi attraverso un percorso passo-passo semplice e guidato.

FOCUS



SOFTWARE ALL IN ONE

Grazie a questa caratteristica unica con **Cad Lynx Evolution** non dovrai preoccuparti di acquistare moduli aggiuntivi in quanto sono già presenti nella singola licenza



APPROCCIO FLESSIBILE

Cad Lynx Evolution è un software scritto con un linguaggio moderno che consente di poter modificare il percorso produttivo senza dover attivare differenti restoration. **Cad Lynx Evolution** significa libertà di lavoro senza precedenti



LAVORA OVUNQUE TU SIA

Grazie ad un sistema di licencing Cloud potrete accedere e lavorare ovunque voi siate, senza necessità di dongle.



PIATTAFORMA MULTI DEVICE

Cad Lynx Evolution ti consentirà di lavorare su tutte le piattaforme mac, windows e mobile IOS



OPZIONE DI AFFITTO

Possibilità di affitto mensile (con impegno annuale) esteso su tutta la piattaforma rimanendo sempre aggiornato senza costi aggiuntivi



PIATTAFORMA CLOUD

Un sistema protetto e sicuro che mette in comunicazione tutti gli attori del team odontoiatrico, condividendo progetti comuni



PIATTAFORMA CERTIFICATA

L'intera pianificazione dei nostri prodotti è certificata per MDR e FDA.



Sfrutta il flusso completo dal 2D al 3D, dalla fotografia al CAD-CAM

Dopo aver ricevuto il file in 2D (scanner intraorale o da banco) dall'odontoiatra, è possibile salvare rapidamente il progetto e importarlo nel software **3D cad Lynx**.

Grazie a **Cad Lynx Evolution** avrai a disposizione un cad completo, totalmente libero e capace di integrarsi alla perfezione con file derivanti dallo studio dentistico (attraverso smile design e/o scansione intraorale) e pronto a colloquiare con i maggiori cam in commercio per poter facilmente stampare o fresare qualsiasi tipo di progetto realizzato.

UN'ARMA IN PIÙ PER IL TUO LABORATORIO.



Perché scegliere *cad Lynx Evolution*?



- 🦷 Semplifica il lavoro
- 🦷 Cad innovativo, preciso e flessibile adatto a utilizzatori esperti e non
- 🦷 Possibilità di affitto
- 🦷 Sistema aperto che permette di ricevere e rilasciare file in formato STL che è possibile condividere con altri sistemi liberi
- 🦷 Possibilità di importare i file DICOM, STL, OBJ, PLY
- 🦷 Interconnessione con piattaforma chirurgica implantare

LA SOLUZIONE PER LA PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE DENTALE



SOFTWARE
Cad Lynx Evolution

Per odontotecnici:
modellazione protesi, unico
modulo con tutte le funzionalità

ACQUISTO:
cod. 88S-00078 **EURO 4.900,00**

RENT:
cod. 88S-00065-AB **EURO 190,00**

AGGIORNAMENTO LICENZA:
cod. 88S-00079 **EURO 1.100,00**

<p>RealGUIDE START</p> <p>Piattaforma di comunicazione odontotecnico/odontoiatra, visualizzatore file dicom, stl e pdf, gratis per archiviazione fino a 5 casi</p>	<p>RealGUIDE APP</p> <p>Per odontoiatri: Progettazione implantare e gestione casi in mobilità</p>	<p>RealGUIDE PRO</p> <p>Per Odontoiatri: software di pianificazione implantare</p>	<p>RealGUIDE DESIGN</p> <p>Per Odontoiatri/Odontotecnici: Software di progettazione dime chirurgiche</p>	<p>RealGUIDE CAD+</p> <p>Per Odontotecnici/Odontoiatri: software di pianificazione implantare+progettazione dime+modellazione protesi.</p>
---	--	---	---	---

	RealGUIDE START	RealGUIDE APP	RealGUIDE PRO	RealGUIDE DESIGN	RealGUIDE CAD+
ACQUISTO Inclusi aggiornamenti ed esportazione illimitata file STL entro 1 anno dall'attivazione della licenza.	EURO 0,00	—	EURO 2.900,00 cod. 88S-00050-AC	EURO 4.900,00 cod. 88S-00051-AC	EURO 6.900,00 cod. 88S-00080-AC
RENT Pagamento mensile, inclusi aggiornamenti ed esportazione illimitata file STL entro 1 anno dall'attivazione della licenza. Contratto di 12 mesi	EURO 0,00	EURO 9,00 cod. 88S-00060	EURO 90,00 cod. 88S-00077-AB	EURO 190,00 cod. 88S-00082-AB	EURO 290,00 cod. 88S-00066-AB
AGGIORNAMENTI LICENZA SOLO per licenze in acquisto	EURO 0,00	—	EURO 600,00 cod. 88S-00061	EURO 1.200,00 cod. 88S-00062	EURO 1.900,00 cod. 88S-00081

LA SOLUZIONE PER LA PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE DENTALE

Corsi e supporto

CORSI COLLETTIVI DI BASE - Durata 1 Giorno 
Cod. 88S-CADLYNXEVO-CORSO **EURO 200,00**

CORSI COLLETTIVI AVANZATI - Durata 1 Giorno 
Cod. 88S-CADLYNXEVO-CORSO-AV **EURO 300,00**

ACADEMY PER CLINICO/TECNICO - Durata 4 Giorni 
Cod. 88S-CADLYNXEVO-ACADEMY **EURO 1.000,00**

INSTALLAZIONE FORMAZIONE DA REMOTO - Durata 4 Ore
Cod. 88S-CADLYNXEVO-INSTALLAZIONE-R **EURO 350,00**

INSTALLAZIONE FORMAZIONE DA REMOTO - Durata 8 Ore
Cod. 88S-CADLYNXEVO-INSTALLAZIONE-S **EURO 750,00**



Requisiti minimi di sistema del computer

REQUISITI MINIMI - PC

PROCESSORE	Intel I5 o I7 (per laptop), Quad Core consigliato (per Workstation)
RAM	Minimo 4 GB. Per i grandi set di dati sono suggeriti 8 GB
HARD DISK	300 - 500 GB
SCHEDA GRAFICA	Si raccomanda un vRAM da 3GB o superiore. Per prestazioni superiori Nvidia GTX o QUADRO
RISOLUZIONE SCHERMO	1920x1080 per una visualizzazione ottimale
OS	Windows 7 (64 bit), Windows 10. Per un uso professionale consigliamo la linea di notebook Dell XPS 15 (9560)

REQUISITI MINIMI - MAC

OS	OS X (Mojave o sup.)
VERSIONE	MacBook Pro 15"; iMac

REQUISITI MINIMI - IOS

VERSIONE	iPad Pro, iPhone 7 Plus, 8, X
----------	-------------------------------

Per un corretto funzionamento della piattaforma CLOUD è necessaria una connessione stabile a Internet.
(DSL per il collegamento via cavo, 4G per la rete mobile).